

Pour des patients ayant un score de Norton inférieur à 14 avec un risque moyen, ou escarres stade 1 et 2



Principe

Le matelas CARGUMIXT, constitué d'une mousse viscoélastique VISCOLUX, dite à mémoire de forme, garantit une réelle immersion de l'ensemble du corps, soulageant les pressions d'interfaces au niveau des saillies osseuses.

Description

- **Partie supérieure :**
mousse Viscoélastique de 6 cm
- **Partie inférieure :**
mousse HR37 de 8 cm
- La découpe spécifique de la base du matelas permet de suivre parfaitement la cinématique du lit médicalisé.

Objectifs

- Assurer une réelle empreinte du corps créant un moule naturel*.



- Augmenter la surface de contact et ainsi répartir et réduire les pressions au niveau des points d'appui.

**Attention: dans certains cas, la mousse viscoélastique, dite à mémoire de forme, peut accentuer le phénomène de macération.*

Prescription

Libellé de l'ordonnance : Matelas CARGUMIXT classe 2
Code LPP : 1294506
Surmatelas CARGUM classe 2
Code LPP : 1249138

Avantages

- S'adapte à toutes les morphologies.
- Le contact, la souplesse de la mousse VISCOLUX procurent une sensation nouvelle de flottaison.
- Confortable.
- Remplace le matelas d'hébergement.

Protection

Le matelas CARGUMIXT est protégé d'une housse intégrale CARTEX.



Disponible également

- En surmatelas



Réf. 159 203

- En coussin



Réf. 291 677


Notice d'installation

Le matelas CARGUMIXT a un sens d'utilisation. S'assurer que l'étiquette sur la housse soit placée dans le sens de la lecture.



Caractéristiques techniques

Homologation Feu
NF EN 597 Partie 1
NF EN 597 Partie 2
conforme à l'article U23
(juin 2005)

Mousse	
Composition	Matelas composé d'une mousse visco-élastique de haute densité de mémoire, d'une épaisseur de 6 cm+/-10%, et d'une base portante en mousse HR articulée. Sans CFC Sans Chlorure de Méthylène
	Viscolux HR
Densité	80 Kg/m ³ 37 Kg/m ³
Portance	1 KPa 3,5 KPa
Housse	
Composition	Enduction polyuréthane sur trame jersey tréviira 57% Polyuréthane, 43% Polyester tréviira
Entretien	Lavage en machine jusqu'à 90°C Séchage en machine jusqu'à 90°C
Nettoyage quotidien	Utilisez une lotion décontaminante non chlorée ou le surface haute des laboratoires ANIOS 
Classement au feu	M1
Housse Cartex imperméable, amovible, zippée 3 côtés	

Caractéristiques du matelas

Poids du système	17 Kg
Poids du patient	jusqu'à 120 Kg
Garantie	3 ans

Nos références

Dimensions	Matelas	Housse
195x90	321055	324478
195x80	322668	324281
195x120	322665	324286
195x140	322666	324287

Sécurité & Tracabilité

Carpenter est intransigeant sur la sécurité et vous garantit **une parfaite traçabilité : un matelas Carpenter est toujours fabriqué à partir d'une mousse Carpenter.** Référencé dans le domaine hospitalier, nous vous proposons **une gamme complète de matelas** répondant à toutes les **exigences justifiées dans un environnement médical.**

Revêtement Cartex



Distribué par



Carpenter SAS
Z.I Route de Tours - B.P.8
49490 Noyant
Tél. (33) 02 41 84 11 62 - Fax : (33) 02 41 84 11 63
E-mail : preventix@carpenter.com