



### Description

Le coussin galbé VISCOLUX® en mousse viscoélastique, dite à mémoire de forme, épouse parfaitement la morphologie du corps en position assise.


### Objectifs

- Assurer un moulage naturel pour mieux répartir les pressions
- Apporter un confort
- Apporter une stabilité
- Aider au positionnement du bassin



### Caractéristiques techniques

<b>Mousse</b>	
<b>Composition</b>	Mousse viscoélastique de haute densité de mémoire Sans CFC Sans Chlorure de Méthylène
<b>Densité</b>	80 Kg
<b>Portance</b>	1KPa
<b>Housse</b>	
<b>Composition</b>	Jersey PU
<b>Entretien</b>	Lavage en machine jusqu'à 60°C Séchage en machine jusqu'à 90°C
<b>Nettoyage quotidien</b>	Utilisez une lotion décontaminante non chlorée ou le surface haute des laboratoires ANIOS
<b>Classement au feu</b>	M1
<i>Housse amovible, anallergique et respirante</i>	



Tissage "nid d'abeille" pour une meilleure aération

### Prescription

Libellé de l'ordonnance : coussin viscolux classe 2  
Code LPP : 1265090

### Distribué par



### Caractéristiques du coussin

<b>Poids du système</b>	3 Kg
<b>Poids du patient</b>	jusqu'à 90 Kg
<b>Garantie</b>	3 ans

### Option

Plot d'abduction livré avec une housse munie de Velcros



### Nos références

<b>Dimensions</b>	<b>Ref coussin</b>	<b>Ref coussin + plot</b>
38 x 38 x 7 cm	342466	389025
41 x 41 x 7 cm	383622	389027
43 x 43 x 7 cm	281677	389028
45 x 45 x 7 cm	342472	389030